

EG – Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31



ULTRADESMIT® AF

Ausstellungsdatum: 03.03.2005
Revision: 10.03.2010

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert: ISO 9001: 2008, EN 13485,
Medizinische Richtlinie 93 / 42 EWG

1. Bezeichnung des Stoffes/ der Zubereitung und des Unternehmens

1.1. Handelsname

ULTRADESMIT® AF
Desinfektionsreiniger für medizinisches Instrumentarium

1.2. Angaben zum Hersteller/Lieferanten

esteeer® PHARMA GmbH
Carl-Zeiss-Str. 2
D-68799 Reilingen

Auskunftgebender Bereich:

Fon +49 6205 20448-0
Fax +49 6205 20448-555

Notfallauskunft:

Fon +49 6205 20448-260

2. Mögliche Gefahren

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produkts:

Xi Reizend

R-Sätze:

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
R34 Verursacht Verätzungen
R38 Reizt die Augen und die Haut.
R41 Gefahr ernster Augenschäden.

S-Sätze:

S2 Von Kindern fernhalten.
S7 Behälter dicht geschlossen halten.
S25 Berührung mit den Augen vermeiden.
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

Wässrige Lösung von Didecyldimethylammoniumchlorid und Bis (3-Aminopropyl) dodecylamin.
Korrosionsschutzmittel.

Beschreibung

Desinfektionsreiniger

Gefährliche Inhaltsstoffe

Stoff	%	CAS-Nr.	Symbole	R-Sätze
Bis(3-Aminopropyl) dodecylamin	19,20	2372-82-9	C	R22-34
Didecyldimethylammoniumchlorid	2,30	7173 51- 5	C	R22-34

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

.....

esteeer® Pharma GmbH

Postfach 1143 • D-68795 Reilingen
Carl-Zeiss-Str. 2 • D-68799 Reilingen
Seite 1 von 5

e- mail: postmaster@esteeer.com
<http://www.esteeer.com>

Fon: +49 - 6205 - 2 04 48 - 0
Fax: +49 - 6205 - 2 04 48 -555

EG – Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31



ULTRADESMIT® AF

Ausstellungsdatum: 03.03.2005
Revision: 10.03.2010

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert: ISO 9001: 2008, EN 13485,
Medizinische Richtlinie 93 / 42 EWG

Nach Einatmen von Dämpfen oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.
Augenärztliche Behandlung.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Achtung bei Erbrechen – hohe Erstickungsgefahr durch schäumende Bestandteile. Mund ausspülen. Einige Gläser Wasser zu trinken geben. Ob Brechreiz ausgelöst werden soll, soll vom Arzt entschieden werden.

Hinweise für den Arzt

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Wasser, Schaum, CO₂

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase.

Im Brandfall können Chlorwasserstoff und Stickoxide entstehen.

Zusätzliche Hinweise:

Produkt ist nicht brennbar.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Ausgelaufenes Produkt bildet eine rutschige Schicht am Boden.
Handschuhe und Schutzbrille tragen

Umweltschutzmaßnahmen

Im Konzentrat nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Das aufgenommene Material mit Bindemittel aufnehmen und in Plastikbehälter zur Entsorgung bringen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Handhabung

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Behälter dicht geschlossen halten. Gummihandschuhe tragen.
Beim Handhaben Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen. Bei der Arbeit Schutzkleidung tragen.
Nach der Handhabung Hände sofort waschen.

7.2. Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur im Originalbehälter aufbewahren. An einem kühlen Ort lagern. Vor Sonnenstrahlung schützen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost schützen. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Wassergefährdungsklasse: 2



esteer® Pharma GmbH

Postfach 1143 • D-68795 Reilingen
Carl-Zeiss-Str. 2 • D-68799 Reilingen
Seite 2 von 5

e- mail: postmaster@esteer.com
<http://www.esteer.com>

Fon: +49 - 6205 - 2 04 48 - 0
Fax: +49 - 6205 - 2 04 48 - 555

ULTRADESMIT[®] AF

Ausstellungsdatum: 03.03.2005
Revision: 10.03.2010

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert: ISO 9001: 2008, EN 13485,
Medizinische Richtlinie 93 / 42 EWG

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

8.2. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

8.3. Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Handschutz

Schutzhandschuhe. Die genauen Durchbruchzeiten sind beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen.

Augenschutz

Schutzbrille

Körperschutz

Schutzkleidung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Erscheinungsbild

Form/Farbe: klare Flüssigkeit

Geruch: charakteristisch, Duftnote

9.2. Sicherheitsrelevante Daten

	Wert	Einh.	Prüfnorm
pH-Wert (bei 20°C)	ca. 10,0 – 11,2		(ISO 4316)
Siedepunkt	> 80	°C	
Flammpunkt / Entzündlichkeit	n. a.	°C	
Dichte (bei 20°C):	ca. 0,980	g/cm ³	(DGF-IV 2)
Löslichkeit in Wasser: (bei 20°C)	in jedem Verhältnis	g/l	

9.3. Weitere Angaben

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Stabilität: stabil

Gefährliche Reaktionen:

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität (Einstufungsrelevante LD 50/LC 50-Werte):

LD 50 : > 2000 mg/kg

Spezies : Ratte

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Reizend: (Kaninchen)

am Auge:

Sensibilisierung:

.....

esteeer[®] Pharma GmbH

Postfach 1143 • D-68795 Reilingen

Carl-Zeiss-Str. 2 • D-68799 Reilingen

Seite 3 von 5

e- mail: postmaster@esteeer.com

<http://www.esteeer.com>

Fon: +49 - 6205 - 2 04 48 - 0

Fax: +49 - 6205 - 2 04 48 - 555

EG – Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31



ULTRADESMIT® AF

Ausstellungsdatum: 03.03.2005
Revision: 10.03.2010

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert: ISO 9001:2008, EN 13485,
Medizinische Richtlinie 93 / 42 EWG

Keine Daten vorhanden.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

12. Umweltspezifische Angaben

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das Produkt ist biologisch abbaubar gemäß Europäischer Detergenzienverordnung Nr. 648/2004.

Ökotoxische Wirkungen:

Weitere Angaben:

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung: Konzentrat nicht in größeren Mengen in die Kanalisation gelangen lassen.

Produkt: Desinfektionsreiniger

Abfallschlüssel-Nr. (gemäß EWC): Entsorgung in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Vorschriften. Klassifizierung nach EWC.

Ungereinigte Verpackung:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann, nach entsprechender Reinigung, einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

14. Angaben zum Transport

14.1. Landtransport(ADR/RID/GGVS/GGVE)

Kein Gefahrgut nach Transportvorschriften

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

15.1. Kennzeichnung

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produkts:

Xi Reizend

R-Sätze:

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
R34 Verursacht Verätzungen
R38 Reizt die Augen und die Haut.
R41 Gefahr ernster Augenschäden.

S-Sätze:

S2 Von Kindern fernhalten.
S7 Behälter dicht geschlossen halten.
S25 Berührung mit den Augen vermeiden.
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

15.2. Nationale Vorschriften

Katalognr. Gemäß StörfallVO:

Klassifizierung nach VBF:

Wassergefährdungsklasse:

2

Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender Stoffe:



esteeer® Pharma GmbH

Postfach 1143 • D-68795 Reilingen

Carl-Zeiss-Str. 2 • D-68799 Reilingen

Seite 4 von 5

e- mail: postmaster@esteeer.com

<http://www.esteeer.com>

Fon: +49 - 6205 - 2 04 48 - 0

Fax: +49 - 6205 - 2 04 48 -555

**EG – Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**



ULTRADESMIT® AF

Ausstellungsdatum: 03.03.2005
Revision: 10.03.2010

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert: ISO 9001: 2008, EN 13485,
Medizinische Richtlinie 93 / 42 EWG

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Anwender der Produkte übernehmen die Verantwortung für die Beachtung bestehender Gesetze und Vorschriften.



esteer® Pharma GmbH

Postfach 1143 • D-68795 Reilingen
Carl-Zeiss-Str. 2 • D-68799 Reilingen
Seite 5 von 5

e- mail: postmaster@esteer.com
<http://www.esteer.com>

Fon: +49 - 6205 - 2 04 48 - 0
Fax: +49 - 6205 - 2 04 48 -555